SDORF
SCIENTIFIC

**PRONTA ENTREGA!**
ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL!

# MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR

AUMENTO ATÉ
**2.000X**

**LED 3W**

Ideal para análises de material biológico, o mais indicado para:

- LABORATÓRIOS DE ANÁLISES
- VETERINÁRIOS
- ESTUDANTES
- ESCOLAS
- FACULDADES




AUMENTO ATÉ 2.000X

### SISTEMA ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE
Imagens nítidas e precisas para resultados confiáveis.

### AUMENTO ATÉ 2.000X
Versatilidade para observações detalhadas em diferentes níveis de ampliação.

### ILUMINAÇÃO LED 3W
Luz branca intensa com ajuste de intensidade.

### FOCALIZAÇÃO PRECISA
Botões macrométrico e micrométrico para ajustes suaves e exatos.

### DESIGN ERGONÔMICO E RESISTENTE
Conforto e durabilidade para uso diário em qualquer ambiente.


VISTA LATERAL ESQUERDA


VISTA FRONTAL


VISTA SUPERIOR

## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tubo binocular tipo Siedentopf, inclinação de 30°, rotação de 360°
- Percurso óptico de 160 mm | Ajuste de dioptria no lado esquerdo (±5)
- Ajuste de interpupilar de 55 mm a 75 mm
- Aumento até 2.000x (com oculares 20x e objetiva de 100x – imersão)
- Oculares WF: 10x/16mm e 20x/11mm
- Objetivas acromáticas finitas: 4x, 10x, 40x (R) e 100x (R) Oil
- Revolver reverso para 4 objetivas com sistema de "click"
- Platina mecânica 125 mm x 115 mm com escala vernier de 0,1 mm
- Movimentos X e Y por botões conjugados à direita
- Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma e porta filtro
- Centralização do condensador por 2 botões
- Focalização macrométrica (13 mm) e micrométrica (0,002 mm)
- Iluminação LED 3W com ajuste de intensidade
- Alimentação: Bivolt automático (110V/220V)

## ACOMPANHA

- 01 Tubo Binocular
- 01 Base do Microscópio
- 01 Par de oculares de 10x
- 01 Par de oculares de 20x
- 01 Objetiva Acromática de 4x
- 01 Objetiva Acromática de 10x
- 01 Objetiva Acromática de 40x (R)
- 01 Objetiva Acromática de 100x (R)
- 01 Filtro Azul de 32mm
- 01 Filtro Verde de 32mm
- 01 Filtro Amarelo de 32mm
- 01 Frasco de óleo de imersão
- 01 Cabo de energia
- 01 Capa de proteção
- 01 Manual de instruções em português
- 01 Termo de garantia




**12 MESES**
### GARANTIA
A garantia cobre um período de 12 meses.

### ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL!
Agilidade e segurança na entrega.

### BIVOLT AUTOMÁTICO
Mais praticidade e economia.

**QUALIDADE COMPROVADA**
Produtos testados e aprovados.

**SUPORTE ESPECIALIZADO**
Atendimento pronto para tirar suas dúvidas.

**CONFIANÇA E SEGURANÇA**
Marca referência em equipamentos científicos e educacionais.