SDORF
SCIENTIFIC

PRONTA ENTREGA!

ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL!

SDMB-110

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR

C/ AUMENTO DE 40X A 2.000X LED 3W

O modelo SDMB-110 é ideal para analises de material biológico, o mais indicado para:

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES | VETERINÁRIOS | ESTUDANTES | ESCOLAS | FACULDADES



AUMENTO DE 40X A 2.000X

ILUMINAÇÃO LED 3W


- MICROSCÓPIO TRINOCULAR
- IMAGENS NÍTIDAS E SEM DISTORÇÕES
- ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE
- ILUMINAÇÃO LED 3W
- TUBO COM ROTAÇÃO DE 360°
- PLATINA MECÂNICA COM ESCALA VERNIER


VISTA FRONTAL


VISTA TRASEIRA


VISTA LATERAL ESQUERDA


VISTA LATERAL DIREITA


VISTA SUPERIOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Microscópio biológico trinocular;
- Tubo trinocular tipo siedentopf de percurso óptico de 160 mm, tubo com inclinação de 30°, rotação de 360°, ajuste de dioptria do lado esquerdo de 5, ajuste de interpupilar de 55mm á 75mm;
- Aumentos: de 40x a 2.000x (Ocular de 10x/18mm – 40x / 100x / 400x / 1.000x (imersão) | Ocular de 20x/11mm – 80x / 200x / 800x / 2.000x (imersão);
- Oculares WF: 10x/18mm e 20x/11mm;
- Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) e 100x (R)Oil);
- Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta;

ACOMPANHA

- 01 Tubo Trinocular;
- 01 Base do Microscópio;
- 01 Adaptador tipo "c-mount";
- 01 Par de oculares de 10x;
- 01 Par de oculares de 20x;
- 01 Objetiva Acromática de 4x;
- 01 Objetiva Acromática de 10x;
- 01 Objetiva Acromática de 40x (R);
- 01 Objetiva Acromática de 100x (R);
- 01 Filtro Azul de 32mm;
- 01 Filtro Verde de 32mm;
- 01 Filtro Amarelo de 32mm;
- 01 Frasco de óleo de imersão;
- 01 Cabo de energia;
- 01 Capa de proteção;
- 01 Manual de instruções em português;
- 01 Termo de garantia.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Platina mecânica com área de 125 mm x 115 mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados á direita;
- Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajuste de torque e tensão;
- Condensador tipo Abbe de 1.25 NA com iris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pinhão e cremalheira;
- Focalização feita por botões bilaterais: Macrométrico com área de movimento 13 mm e "Micrométrico com divisão de 0,002mm";
- Iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito;
- Alimentação elétrica: O equipamento é bi volt automático.

EMBALAGEM: Caixa de Papelão e Isopor.

PESO 5.00 kg

DIMENSÕES 45.00 × 36.00 × 24.00 cm

QUALIDADE COMPROVADA Produtos testados e aprovados.

SUPORTE ESPECIALIZADO Atendimento pronto para tirar suas dúvidas.

CONFIANÇA E SEGURANÇA Marca referência em equipamentos científicos.

ENVIO IMEDIATO Agilidade e segurança na entrega.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO AGORA!

ATENDEMOS TODO O BRASIL!