SDORF
SCIENTIFIC

PRONTA ENTREGA!
ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL!

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR
PLANACROMÁTICO INFINITO ICS

SISTEMA DE CORREÇÃO INFINITA





AUMENTO DE 40X A 1.600X

ILUMINAÇÃO LED 5W


- SISTEMA ÓPTICO INFINITO ICS
- ÓPTICA PLANACROMÁTICA
- ILUMINAÇÃO LED 5W
- AUMENTO DE 40X A 1.600X
- IMAGENS NÍTIDAS E SEM DISTORÇÕES
- ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE

Tecnologia óptica avançada com correção infinita (ICS) que proporciona imagens planas, nítidas e de alto contraste. Ideal para laboratórios, universidades, pesquisas e análises clínicas.


BIOLOGIA


HISTOLOGIA


PESQUISAS


ANÁLISES CLÍNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cabeçote: Binocular inclinado 30°
- Oculares: WF10X/20mm
- Ajuste interpupilar: 55mm a 75mm
- Ajuste de dioptria no ocular esquerdo
- Sistema Óptico: Infinito ICS
- Objetivas Planacromáticas Infinitas: 4X, 10X, 40X (R) e 100X (R) Oil
- Aumento total: 40X a 1.600X
- Platina mecânica: 140mm x 140mm com movimentos X/Y
- Condensador Abbe N.A. 1.25 com íris diafragma e porta filtro
- Focalização coaxial macro e micrométrica
- Iluminação: LED 5W com ajuste de intensidade
- Alimentação: Bivolt automático

ACOMPANHA

- 01 Tubo Binocular
- 01 Base do Microscópio
- 01 Par de oculares WF10X/20mm
- Objetivas Planacromáticas: 4X, 10X, 40X (R) e 100X (R) Oil
- 01 Filtro Azul
- 01 Filtro Verde
- 01 Filtro Amarelo
- 01 Frasco de óleo de imersão
- 01 Cabo de alimentação
- 01 Capa de proteção
- 01 Manual de instruções
- 01 Termo de garantia



APLICAÇÕES

- Laboratórios de análises clínicas e patológicas
- Estudos em biologia e microbiologia
- Instituições de ensino e pesquisa
- Controle de qualidade
- Uso profissional e educacional



QUALIDADE COMPROVADA
Produto testado e aprovado

SUPORTE ESPECIALIZADO
Atendimento pronto para tirar suas dúvidas

CONFIANÇA E SEGURANÇA
Marca referência em equipamentos científicos

ENVIO IMEDIATO
Agilidade e segurança na entrega

SOLICITE SEU ORÇAMENTO AGORA!

ATENDEMOS TODO O BRASIL!